



Desinfektionsplan Pathologie – Histologie / Zytologie, STGAG

Allgemeines

Der Desinfektionsplan dient als Übersicht für die Aufbereitung von Instrumenten, Gefässen und Flächen im Bereich der Pathologie. Im Vordergrund steht der Personenschutz. Kohrsolin® FF 0,5% aus dem Dosiergerät wird mit dem Safe & Easy Bag in Box System® verwendet.

Auf die Erwähnung der Zuständigkeit wurde weitgehend verzichtet, da in der Regel verschiedene Personen die Desinfektionsmassnahmen ausführen. Weitere Informationen sind in den folgenden Richtlinien in den Guidelines zu finden:

- [Flächendesinfektion](#)
- [Desinfektionsmittelliste](#)
- [Tastaturen / Touchscreen Flächen im Patientenbereich](#)
- [Schmutzwäschekonzept STGAG](#)

Gegenstand	Häufigkeit	Mittel / Art	Spezielles
 Instrumente <ul style="list-style-type: none"> • Skalpellhalter • Schere 	jeweils sofort nach Gebrauch	Laborglasmaschine	Korbeinsatz
 Auffanggefässe, Einsendegefässe	nach Gebrauch	Laborglasmaschine Neodisher Septo MED® 1 %	entsprechende Einsätze für die Maschine benutzen 1 Std. einlegen, spülen und trocknen
 Tische, Boys, Ablage- / Arbeitsflächen etc.	nach Gebrauch	Kohrsolin® FF 0,5%	Körperflüssigkeiten entfernen, abreiben und trocknen lassen
 elektronische Geräte (Oberflächen)	nach Kontamination	Kohrsolin® FF 0,5% oder mit gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern	abreiben und trocknen lassen abreiben
Laborgeräte <ul style="list-style-type: none"> • Zentrifugen • Kryostat 	nach Arbeitsgang mind. 1x täglich nach Gebrauch	Kohrsolin® FF 0,5% Cryofect Leica	Körperflüssigkeiten entfernen, abreiben und trocknen lassen einsprühen, 15 Min. einwirken lassen und abwischen
PC Tastaturen, Touchscreen, Telefon	nach Verschmutzung, nach Kontamination	Kohrsolin® FF 0,5%	Verschmutzungen entfernen, abreiben

Autor
Spitalhygiene

Erstversion
Version 1 2018

Überarbeitung Spitalhygiene

Spital Thurgau: Kantonsspital Frauenfeld / Kantonsspital Münsterlingen / Psychiatrische Dienste Thurgau / Klinik St. Katharinental